

# CHATTANOOGA® TENS BELT

CEINTURE LOMBAIRE 2-EN-1



## INDICATIONS

Lombalgie chronique

## CARACTÉRISTIQUES

### CONFORT

- Ceinture profilée et légère, effet « seconde peau » type PoroStrap™ 2.0 DonJoy®
- Textile ajouré respirant pour un confort d'utilisation optimal
- NOUVEAU plastron ventral : tissu doux, passe-doigts renforcés, pré-accroches soudées. Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout
- Idéale pour le suivi de traitement à domicile

### COUPLAGE TENS

- Électrodes repositionnables et autocollantes double-face
- Poche latérale permettant un accès facile à l'appareil et un mode mains libres pendant l'utilisation
- Port à même la peau lors de l'utilisation du TENS
- Les câbles avec fiche banane passent dans la ceinture pour atteindre les électrodes placées au niveau des lombaires

- Livrée avec connectique et électrodes (sans le Cefar TENS)
- Compatible avec tout appareil d'électrostimulation TENS à connectique universelle 2 mm mâle type Cefar TENS

### MAINTIEN

- 4 baleines postérieures semi-rigides pour stabiliser la zone lombaire et corriger la lordose
- 2 baleines antérieures souples pour renforcer le maintien abdominal
- Sangles de rappel posturales pour ajuster le niveau de contention
- Sangles de rappel avec passe-doigts pour faciliter la mise en place

### ENTRETIEN

- Lavable à la main et séchage à l'air libre dû aux composants électroniques (câbles)

### TAILLES

- Modèle mixte
- Hauteur dorsale : 26 cm
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL)

## INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
<b>82-0275</b>	<b>TENS BELT</b>
82-0275-1	H.26 cm - Taille XS : 56-68 cm
82-0275-2	H.26 cm - Taille S : 68-82 cm
82-0275-3	H.26 cm - Taille M : 82-98 cm
82-0275-4	H.26 cm - Taille L : 98-116 cm
82-0275-5	H.26 cm - Taille XL : 116-136 cm
199598V	Électrodes Dura-Stick® Nerve carrées double face 50 x 50 mm - (x 4)

**GARANTIE : 6 MOIS**



▶ Découvrez la vidéo de mise en place de la ceinture **TENS Belt Chattanooga®**



Prescrire : **TENS Belt Chattanooga®**  
Remboursé S.S. - 54,85 € TTC  
L.P.P.R. : (ancien code) 210E00.022\_ (nouveau code) 2132289

**Électrodes Dura-Stick® Nerve carrées double face**  
Remboursé S.S. - 5,18 € TTC le sachet - L.P.P.R. : 6142190

À partir du 17/04/2026 :  
4,92€ TTC le sachet - L.P.P.R. : 6142190

Fabricant : DJO LLC - USA